

MARKAL - Liquido per indicazione, TEMPILAQ, temperatura 343°C



Codice Prodotto      **47916**

Marca                      **MARKAL**

Liquido per indicazione, TEMPILAQ, temperatura 343°C

Caratteristiche del prodotto

|                            |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                       | Liquido termico  | Forma contenitore          | Vasetto                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marca                      | MARKAL           | Temperatura di utilizzo °C | +343                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modello                    | TEMPILAQ         | Caratteristica             | Non reversibile, Asciugatura rapida, Quando la superficie si raffredda, il Tempilaq si solidifica nuovamente lasciando un marchio diverso, Fonde alla temperatura corretta del pezzo, Misuratore di temperatura, Non infiammabile, Vasetto da 55 ml, Precisione +/- 1% |
| Superficie di applicazione | Calda            | Codice produttore          | 24421                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resistenza liquido erogato | Alte temperature |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |